

Zadávací řízení	Pořízení zdravotnických přístrojů – myčky podložních mís – 5 ks.
Odesílatel	
Organizace odesílatele	STERIPAK s.r.o. [IČO: 26225484]
Příjemce	Osoba zodpovědná za poskytování vysvětlení dokumentace
Datum	20.08.2019 20:59:12
Předmět	Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

Posílám odpovědi na dotazy k myčkám podložních mís.

Bod 5) "s možností nastavení všech programů s poloviční spotřebou vody"

Filozofie námi dodávaných přístrojů vychází z předem nastavených hodnot mycích cyklů a tím i spotřeby vody, tzn. že nižší ("poloviční") spotřebu vody lze nastavit na úrovni programu (krátký/standardní/intenzivní) a nikoliv uživatelsky (např. intenzivní program s poloviční spotřebou vody by byl prakticky identický, jako krátký program).

Bude akceptováno toto řešení?

Zadavatel neakceptuje toto řešení.

Bod 10) Nabízený přístroj má zabudované servisní USB rozhraní a data o provedených cyklech ukládá na flashdisk. Variantně umožňuje připojení přes bluetooth (doplňkový modul, není standardní součástí).

Bude akceptováno toto řešení?

Zadavatel neakceptuje toto řešení.

Bod 11) "Personál si dle potřeby zvolí cílový parametr A0 = 60 nebo 600"

Norma ČSN EN ISO 15883, část 1 a 2 taxativně stanovuje požadavky na hodnoty A0, která představuje schopnost zlikvidovat mikrobiální zátěž přítomnou na zdravotnickém prostředku při určité teplotě ve vztahu k určitému času. Hodnota A0 = 600 sekund je považována za minimální standard pro nekritické zdravotnické prostředky, tj. pro ty, kteří přicházejí do styku pouze s neporušenou kůží, například podložní mísy. Další podmínkou je, že je tam jen mírná mikrobiální kontaminace a nejsou tam přítomny patogeny rezistentní vůči teplotě. Z důvodu ochrany pacienta je požadovaná cílová hodnota parametru A0 nastavena v programu a není uživatelsky měnitelná. Z hlediska úspory času navíc nejde o zásadní prodloužení mycího procesu, neboť hodnota A0 je vztažena k teplotě 80°C a při teplotě termodezinfekce cca 92°C se jedná o prodloužení programu max. o desítky sekund.

Bude akceptováno toto řešení?

Zadavatel neakceptuje toto řešení.

Bod 12) "Možnost nastavení teploty dezinfekce až 99°C."

Teplotu termodezinfekce lze teoreticky nastavit až na 99°C, nicméně z důvodu rizika poškození materiálu podložních mís a urinálních lahví se tato teplota nastavuje na cca 92°C. Kvalita termodezinfekce tím není dotčena, neboť délka vlastní termodezinfekce je určena parametrem A0 (nižší teplota = delší čas).

Bude akceptováno toto řešení?

Zadavatel neakceptuje toto řešení.

S pozdravem

Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje



Bc. Kamila Smičková

biomedicínský technik, Úsek Zdravotechnika

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

T 606 771 949

E kamila.smickova@nsphav.cz W www.nsphav.cz

